

アカデミックカスタマー向け キャンペーン

LUNA II™ 自動セルカウンター



L40001 LUNA II™ (プリンター有)
定価 ¥590,000 ⇒ **¥410,000**

L40002 LUNA II™ (プリンター無)
定価 ¥530,000 ⇒ **¥350,000**

(消費税別)

30%

期間：2024年6月1日～2024年8月31日

25台数限定

LUNA II 自動セルカウンターは、高速、高精度な測定結果と一貫性を備えた、最先端のセルカウンターです。精密顕微鏡光学系、コンピュータ、画像解析ソフトウェア、オートフォーカスシステム、ビルトインプリンターを統合した独立型セルカウンターです。

トリパンプルーで染色された細胞だけでなく、染色されていない細胞もカウントできます。

$5 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$ cells/mLの範囲の細胞濃度、 $3 \sim 60 \mu\text{m}$ のサイズの、全細胞、生細胞、死細胞を正確に検出します。

製造メーカー



www.logosbio.com

biosystems

本製品のお問い合わせ・デモンストレーションのご依頼は、下記までご連絡ください。

 **ショーシン EM** 株式会社

〒444-0241 愛知県岡崎市赤浜町蔵西1番地14
ショーシンビル

TEL:0564-54-1231

FAX:0564-54-3207

www.shoshinem.com

info@shoshinem.com